

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПП

1. Установка платформы

В файле **ReadMe.txt** в папке шаблонов Больничной аптеки **MedSol** указан актуальный релиз платформы, который необходимо установить.

В папке загруженного с сайта ИТС дистрибутива дважды запустить приложение от имени администратора **setup.exe**.

Выполнить последовательную установку, нажимая **Далее**.

2. Установка БА


В файле **ReadMe.txt** в папке шаблонов Больничной аптеки **MedSol** указан актуальный релиз БА, который необходимо установить.

В папке загруженного с сайта ИТС дистрибутива дважды запустить приложение от имени администратора **setup.exe**.

Выполнить последовательную установку, нажимая **Далее**.

3. Создание базы БА

Развернуть пустую базу БА из шаблона:



4. Установка Расширения Интеграция с OnCube станции автоматизированной системы менеджмента лекарственных средств ATDPS (JVM)

Выполнить последовательную установку Расширения через Конфигуратор.